

# DUO

## DUO 2V DUO 2

### DUO

- pre jednu stomatologickú súpravu (kombinácia kompresora DK50 PLUS s jednou odsávačkou)
- dla jednego unitu stomatologicznego (kombinacja kompresora DK50 PLUS z jednym ssakiem)
- для одной стоматологической установки (компрессор DK50 PLUS с одним отсасывающим агрегатом)

### DUO 2V

- pre jednu až dve stomatologické súpravy (kombinácia kompresora DK50 2V s jednou odsávačkou)
- dla jednego lub dwóch unitów stomatologicznych (kombinacja kompresora DK50 2V z jednym ssakiem)
- от одной до двух стоматологических установок (компрессор DK50 2V с одним отсасывающим агрегатом)

### DUO 2

- pre dve stomatologické súpravy (kombinácia kompresora DK50 2V s dvoma odsávačkami)
- dla dwóch unitów stomatologicznych (kombinacja kompresora DK50 2V z dwoma ssakami)
- для двух стоматологических установок (компрессор DK50 2V с двумя отсасывающими агрегатами)

### DUO/M, DUO 2V/M, DUO 2/M

- so sušičom a automatickou regeneráciou
- z osuszaczem i automatyczną regeneracją
- с осушителем (с автомат. регенерацией)

kompresor s odsávačkou v jednom  
kompresor i ssak razem  
компрессор с отсасывателем в одном корпусе



Technické údaje	DUO	DUO 2V	DUO 2
Menovité napätie (V/Hz)	230V 50 (60)	230V 50 (60)	230V 50 (60)
Výkonnosť kompresora (L.min <sup>-1</sup> /5 bar)	75	140	140
Pracovný tlak kompresora (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
Maximálny prietok odsávačky (L.min <sup>-1</sup> )	1100	1100	2 x 1100
Objem vzdušníka (lit.)	25	25	25
Hlučnosť(dB [A])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

\* Iné pracovné tlaky na požiadanie.

Parametry techniczne	DUO	DUO 2V	DUO 2
Napięcie znamionowe (V/Hz)	230V 50 (60)	230V 50 (60)	230V 50 (60)
Wydajność kompresora (L.min <sup>-1</sup> /5 bar)	75	140	140
Robocze ciśnienie kompresora (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
Maksymalny przepływ ssaka (L.min <sup>-1</sup> )	1100	1100	2 x 1100
Pojemność zbiornika (lit.)	25	25	25
Głośność (dB [A])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

\* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie.

Технические параметры	DUO	DUO 2V	DUO 2
Номинальное напряжение/частота (В/Гц)	230V 50 (60)	230V 50 (60)	230V 50 (60)
Производительность компрессора (л.мин <sup>-1</sup> /5 бар)	75	140	140
Рабочее давление компрессора (бар)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
максимал. расход отсасывателя (л.мин <sup>-1</sup> )	1100	1100	2 x 1100
Объем ресивера (л)	25	25	25
Уровень шума (дБ [А])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

\* Другие рабочие давления для запроса.

# DUO

## DUO 2V DUO 2

compressor and suction in one  
 Kompressor und Absaugung in Kombination  
 compresseur et aspiration dans une colonne insonorisante

### DUO

- for one dental unit (combination of compressor model DK50 PLUS with suction for one dental unit)
- für 1 Behandlungsplatz (Kombination Kompressor Modell DK50 PLUS mit einer Absaugung)
- compresseur dentaire model DK50 PLUS dotés d'un unit d'aspiration pour 1 unit

### DUO 2V

- for one or two dental units (combination of compressor model DK50 2V with suction for one or two dental units)
- für 1-2 Behandlungsplätze (Kombination Kompressor Modell DK50 2V mit einer Absaugung)
- compresseur dentaire model DK50 2V dotés d'un unit d'aspiration pour 1 ou 2 units

### DUO 2

- for two dental units (combination of compressor model DK50 2V with two suction for two dental units)
- für 2 Behandlungsplätze (Kombination Kompressor Modell DK50 2V mit zwei Absaugungen)
- compresseur dentaire model DK50 2V dotés de deux units d'aspirations pour 2 unit

### DUO/M, DUO 2V/M, DUO 2/M

- with adsorption air dryer (with controlled regeneration)
- mit Adsorptionstrockner (selbstregenerierend)
- avec assécheur d'air (avec régénération automatique)



Technical specification	DUO	DUO 2V	DUO 2
Nominal voltage (V/Hz)	230/ 50 (60)	230/ 50 (60)	230/ 50 (60)
Compressor efficiency (l.min <sup>-1</sup> / 5 bar)	75	140	140
Working pressure of compressor (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
Maxoutput capacity of the suction pump (l.min <sup>-1</sup> )	1100	1100	2 x 1100
Air tank capacity (lit.)	25	25	25
Noise level (dB [A])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

\* Other working pressures on demand.

Technische Daten	DUO	DUO 2V	DUO 2
Spannung (V/Hz)	230/ 50 (60)	230/ 50 (60)	230/ 50 (60)
Liefermenge (l.min <sup>-1</sup> / 5 bar)	75	140	140
Arbeitsdruck (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
Max. Saugleistung (l.min <sup>-1</sup> )	1100	1100	2 x 1100
Druckbehälter (lit.)	25	25	25
Schalldruckpegel (dB [A])	≤ 47	≤ 51	≤ 51

\* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage.

Spécifications techniques	DUO	DUO 2V	DUO 2
Tension nominale (V/Hz)	230/ 50 (60)	230/ 50 (60)	230/ 50 (60)
Débit du compresseur (l.min <sup>-1</sup> / 5 bar)	75	140	140
Pression d'utilisation du compresseur (bar)*	4.5 - 6	5 - 7	5 - 7
Capacité maximale de la pompe aspirante (l.min <sup>-1</sup> )	1100	1100	2 x 1100
Capacité du réservoir d'air (lit.)	25	25	25
Niveau du bruit	≤ 47	≤ 51	≤ 51

\* D'autres pressions d'utilisation sur demande.