

G-1



Vozík MEVOZ

- * **MV1** - pre MEVACS M20, M30 (No: 73000.05)


**G-1.2
G-2.1**



Vozík MEVOZ

- * **MV3** - s EURO-lištou - pre MEVACS M20, M30 (No: 73000.39)
- * **MV4** - s EURO-lištou - pre MEVACS, MEVACS M38, M46, S30/30 (No: 73000.40)

G-3



Košík k vozíku MEVOZ (No: 28001.01)

G-4



Snímač hladiny sekreту (No: 73000.07)

- * používa sa v elektronickej odsávačke MEVACS - sníma hladinu sekreту v nádobe. Pri naplnení nádoby sa automaticky zastaví proces odsávania.

G-5/6



Limitný vodný manometer 40/600 mm - JTM-twin - dvojité (No: 42004.02)

- * používa sa pri drenážnom odsávaní
- * polykarbonátové trubice
- * rozsah nastavenie vákua: 0 - 55 cm vodného stĺpca

Odkladací valec 50/400 mm - TM (No: 42003.01)

- * používa sa na odkladanie sacej hadice a odsávacích katétrov
- * zabraňuje znečisteniu podlahy sekrétmi
- * polykarbonát

G-7/8



Nožný ovládač k odsávačke MEVACS (No: 73000.03)

Nožný ovládač k odsávačke MEVACS-M / S (No: 73000.04)

- * funkcia zapnutie / vypnutie
- * vodotesný
- * dĺžka kábla 2,7 m

G-13/15



Vákuový extraktor silikónový

- * Ø 60 mm (No:70101.08)
- * Ø 70 mm (No:70101.09)
- * Ø 50 mm (No:70101.18)

G-16



Brašňa s popruhom pre Mevacs M20-12V (No:72400.00)