



# AQUADELICIA IX

WELLNESS · SPA · СПА



MEDEXIM spol. s r.o.  
Hlboká 58, 921 01 Piešťany, Slovakia  
tel.: +421 33 7724035, 7724687  
7724259, fax: +421 33 7725189  
e-mail: medexim@medexim.sk  
www.medexim.sk





- Liečivé účinky vody a jej blahodárné pôsobenie na ľudský organizmus sú známe už od neepamäti a sú historicky potvrdené. Využívanie prírodných termálnych a minerálnych prameňov na liečebné a relaxačné účely má dlhodobú tradíciu. Pre optimálnu aplikáciu a využitie týchto liečivých vôd a všeobecne vody vôbec, je dôležité v súčasnej klinickej praxi aj používanie adekvátnych vodoliečebných zariadení.
- Celú škálu výskumom, skúsenosťami a rokmi overených kúpeľných procedúr je možné preniesť i do prostredia wellness centra. Oprávnenosť tohto tvrdenia potvrdzuje i názov SPA - Salus per Aquam - zdravie pomocou vody, ktorý od starých Rimánov prevzal novodobý odbor osobných služieb, podporujúci zdravie, krásu a pohodu.
- Vane radu AQUADELICIA IX predstavujú moderný doplnok wellness centra a ponúkajú rozmanitu škálu zaujímavých, pohodlných, príjemných, relaxačných a upokojujúcich procedúr. Poskytujú služby a programy, ktoré pomáhajú udržať zdravie, prevenciu chorôb a zlepšujú chronické prejavy, ktoré nevyhnutne sprevádzajú proces starnutia.



- Целебное действие воды и ее благотворное воздействие на человеческий организм известны уже с незапамятных времен и подтверждены исторически. Использование природных термальных и минеральных источников в целях лечения и отдыха имеет длительную традицию. Вообще для оптимального применения и использования этих целебных вод самым главным в клинической практике в настоящее время является применение адекватного водолечебного оборудования.
- Большой ряд курортных процедур, годами проверенных исследованиями и на практике, можно применять и в среде СПА - центра. Обоснованность этого утверждения подтверждает и название «SPA - Salus per Aquam» - здоровье с помощью воды, которое позаимствовала от старых римлян область личных услуг, поддерживающая здоровье, красоту и комфорт.
- Ванны типа «AQUADELICIA IX» представляют собой современный элемент СПА - центра и предлагают широкую шкалу интересных, комфортных, приятных, расслабляющих и успокаивающих процедур. Они предоставляют услуги и программы, которые помогают поддерживать здоровье, предотвращать заболевания и улучшать хронические проявления, которые непременно сопровождают процесс старения.



- The curative effects of water and its beneficial impact on human body have been known since time immemorial already and they are historically proven. The exploitation of natural thermal and mineral springs for therapeutic and a relaxation purpose has long-term tradition. The use of adequate hydrotherapeutic equipment is important for optimal application and use of these medical waters and water in general in contemporary clinical practice too.
- The whole scale of spa treatments verified and proven through many years of research and experience is now applicable also in the wellness centre's environment. The proof of this argument confirms even the statement SPA - Salus per Aquam - health through water - taken from the ancient Romans and applied in a modern branch of personal services supporting health, beauty and comfort.
- AQUADELICIA IX series bath tubs represent state of the art wellness equipment, offering wide range of attractive, comfortable, relaxing and rejuvenation procedures. The baths provide through their programmes services for good health keeping, prevention of diseases and improve chronic conditions inherently accompanying the ageing process.



## AQUADELICIA IX LUX

celotelová hydromasážna vaná pre medical a wellness  
maximálna výbava

- Ovládací panel
- Termostatická batéria
- Elektronickej napúšťanie
- Elektronický teplomer
- Pevne nastavený čas procedúry 30 min.
- Udržovanie teploty vody vo vani
- Oplachová sprcha
- Elektronickej ovládanie funkcií hydromasáže so signalizáciou
- Prisávanie vzduchu do trysiek s reguláciou
- Trojzónová hydromasáž
- Regulácia intenzity hydromasáže "+ -"
- Režim práce kontinuálny, pulzný, kolísavý,
- Automatické vysušovanie airmasážného systému
- Hydromasážne trysky /veľké/ 10 flat/chrom
- Airmasážne trysky 5 otvorové 10 flat chrom
- Airmasážne trysky 5 otvorové malé 9 flat chrom silent
- Mikromasážne trysky - masáž chrbta, chodidel, ramien - 40 flat chrom
- Turbo tryska pre vyšší komfort terapie
- Ovládacie prvky umiestnené v dosahu užívateľa počas procedúry
- Oporné madlá ergonomické pre bezpečný vstup a výstup
- Podsvietenie panelov teplá biela farba
- Kolorterapia 30 bodových svetiel so "stop" funkciou



- Aromaterapia
- UV-dezinfekcia
- Elektronicky ovládaný preplach hydromasážného systému čistou vodou
- Opierka nôh (možnosť umiestnenia v dvoch úrovniach)
- Centrálné tlačidlo STOP
- Opierka hlavy (vankúš)
- Ochrana čerpadiel proti chodu "na sucho" (hladinové čidlo)
- Materiál vane - sanitárny liaty akrylát
- Užitočný objem vane 305 l
- Farba vane - možnosť výberu - biela, modrá, zelená
- Farba panelov - výber z ASHLAND 720 color card



## AQUADELICIA IX LUX

voliteľné príslušenstvo

- Podsvietenie panelov RGB s diaľkovým ovládaním zmeny farby
- Schodíky jednóstupňové wellness
- Schodíky dvojstupňové wellness
- Zábradlie k dvojstupňovým schodíkom wellness
- Timer 0-30 min

Vaňu wellness - Aquadelicia IX  
ponúkame v dvoch základných prevedeniach:  
Aquadelicia IX Economy, Aquadelicia IX LUX.



## AQUADELICIA IX LUX

ванна для всего тела для медикал и СПА  
полная комплектация

- Пульт управления
- Термостатический смеситель напуска воды
- Электроническое наполнение
- Термометр электронический INOVATICA
- Таймер с точно установленным временем процедурой 30 min.
- Поддерживание температуры воды во ванне
- Промывной душ с лейкой в виде "antikalk"
- Электроническое управление функций гидромассажа со сигнализацией
- Присасывание воздуха во форсунки с регулировкой (аэрация)
- Трехзонный гидромассаж
- Регулировка интенсивности гидромассажа "+" -"
- Настройка моды: плавная, пульсирующая, качающаяся,

- Автоматический продув системы воздушного массажа (аирмассажа)
- Гидромассажные форсунки /большие/ 10 flat/chrom
- Форсунки для воздушного массажа большие 5 отверстий 10 flat chrom
- Форсунки для воздушного массажа 5 отверстий малые 9 flat chrom
- Микрофорсунки гидромассажные для массажа ног, стоп и предплечий - 40 flat
- Turbo JET форсунка для высшего комфорта терапии
- Элементы системы управления размещены в зоне обслуживания пользователем
- Планшири опорные эргономические для безопасного входа и выхода из ванны
- Подсветка панелей (теплая белая)
- Колортерапия с 30-ти точечными светильниками вкл. "stop" функции



- Ароматерапия
- UV - УФ дезинфекция
- Промыв гидромассажной системы электронический (чистая вода)
- Опора ног - возможность размещения в двух уровнях
- Центральный выключатель STOP
- Подголовник
- Датчик уровня воды
- Материал корпуса ванны - санитарный литой акрилат
- Полезный объем ванны 305 l
- Цвет - ванна - возможность выбора - синий, зеленый - бирюза
- Цвет панелей - выбор согласно ASHLAND 720 color card



## AQUADELICIA IX LUX

полная комплектация

- Подсветка панелей RGB с дистанционным управлением изменения цвета
- Подставка одноступенчатая wellness
- Подставка двухступенчатая wellness
- Таймер 0-30 мин

Наша компания предлагает ванну „Aquadelicia IX“ в двух исполнениях: „Aquadelicia IX Economy, Aquadelicia IX LUX.“



## AQUADELICIA IX LUX



hydromassage bath tub for medical and wellness  
maximal equipment

- Control desk
- Thermostatic feeder armature
- Electronic water filling
- Elektronick thermometer
- Hard adjusted procedur's time 30 min.
- Additional water heating
- Rinse shower with shower head "anticalc"
- Electronic massage system control with signalling
- Aeration
- THREE-ZONES hydromassage system
- Regulation possibility of intesity hydromassage "+ -"

- Adjustable mode: continual, pulse, swinging
- Automatic blowing of air massage system
- Hydromassage nozzles /big/ 10 flat/chrom
- Airmassage nozzles with 5 hole 10 flat chrom
- Airmassage nozzles with 5 hole small 9 flat chrom silent
- Micromassage nozzles for a massage of the back, legs foots and forearms 40 flat
- Turbo Jet System for higher therapy comfort
- Control elements placed in reach of the user during the cure
- Ergonomical supporting hold for a safe entering and leaving the bath tub
- Backlight of side panels (white color)
- Colourtherapy - colour light S 30



- Aromatherapy
- UV disinfection
- Electronic hydromasss. system rinsing
- Feet support - possibility of two level setting
- Central snap STOP
- Headrest
- Water level sensor
- Bath tub material - sanitair cast acrylate
- Working capacity 305 l
- Colour of bath - white, blue, green - turquoise
- Colour of side panels - according ASHLAND 720 color card

## AQUADELICIA IX LUX

equipment for special order

- Backlight of side panels RGB - change of color - remote control
- Step - 1 level wellness
- Step - 2 level wellness
- Handrail for two level step wellness
- Timer 0-30 min

Company Medexim offers bath tubes Aquadelicia IX in two modifications: Aquadelicia IX Economy and Aquadelicia IX LUX.





AQUADELICIA IX ECONOMY



AQUADELICIA IX LUX



AQUADELICIA IX RMT



• Základné technické údaje • Basic Specification • Основные технические данные

Parameter Параметр	Rozmery (dxšxv) mm Dimensions (LxWxH) mm Габариты (ДхШхВ) мм	Užitočný objem (l) User Bath tub capacity (l) Полезный объем (л)	Prívod teplej a studenej vody Inflow of warm and cold water Привод горячей и холодной воды	Doporučený Ø odpadového potrubia Recommended Ø pipeline drain in the floor Рекомендуемый Ø сливного трубопровода в полу	Napájanie Power supply Напряжение
Hodnota Value Значение	2157 x 983 x 911	305	1"	50 mm	400 V